

## Cura

L'apparecchio è fissato in bocca con un cemento molto resistente, ma è necessario evitare cibi appiccicosi (chewing-gum, caramelle, ecc.) o cibi estremamente duri e/o croccanti (torrone, carote, crosta del pane, ecc.) che potrebbero favorire il distacco o la rottura dell'apparecchio. Evitare inoltre i cibi particolarmente filamentosi (prosciutto crudo, pancetta, arance, verdure cotte, ecc.) che possono "annodarsi" all'apparecchio rendendo difficoltosa la deglutizione. Lavati i denti con attenzione. E' possibile che un po' di cibo si fermi sotto l'apparecchio, andrà via spazzolando bene. Consigliamo di usare regolarmente un collutorio al fluoro come *OralB Fluorinse* o *Dentosan E-xfluor*.

Se l'apparecchio dovesse allentarsi, chiamate immediatamente lo Studio cercando di mantenere l'espansore in bocca altrimenti l'allargamento ottenuto fino a quel momento potrebbe essere pregiudicato.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_  
dichiara di:

- aver ricevuto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ la brochure informativa denominata "Espansore Rapido del Palato (REP)"
- aver avuto la possibilità di discuterne i contenuti con il Dr. Joseph Lipari
- aver compreso la necessità di seguire scrupolosamente le istruzioni fornite.



**STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO  
DR LIPARI**

Via Vittorio Veneto, 71  
98071 Capo d'Orlando (ME)

Tel.: 0941/902928  
Cell: 328/8638925

E-mail: [segreteria@lipari.tiscali.it](mailto:segreteria@lipari.tiscali.it)

**STUDIO DENTISTICO  
ASSOCIATO  
DR LIPARI**



## Espansore Rapido del Palato (REP)



**"PER UN SORRISO  
PERFETTO A VITA"**

# Espandiamo !!



Espansore del palato tipo "Hyrax"

Oggi il tuo ortodontista ti ha montato una apparecchiatura che si chiama Espansore Rapido del Palato (R.E.P.).

Questo apparecchio serve ad allargare il tuo palato, creare più spazio

per i tuoi denti e far chiudere in modo corretto la tua bocca.

Desideriamo ottenere il miglior risultato possibile dal tuo trattamento ortodontico, e per raggiungere questo obiettivo è essenziale instaurare un rapporto di collaborazione tra ortodontista, paziente e genitori. Lavorando assieme possiamo ottenere il miglior sorriso per ogni paziente.

## Istruzioni

Fate aprire la bocca al piccolo paziente ed inserite la punta della chiavetta nel foro dell'apparecchio. Spingete la chiavetta verso il fondo della bocca finché compare il foro successivo. Per sfilare la chiavetta NON TORNATE INDIETRO! Rimuovetela compiendo un movimento in direzione della gola. Il problema più frequente è l'attivazione incompleta per cui non compare il foro successivo e sarà impossibile effettuare l'attivazione successiva.

L'apparecchio deve essere attivato 1 volta al giorno (preferibilmente la sera) per 3-4 settimane. L'apparecchio resterà poi in bocca per ulteriori 9 mesi per consolidare la correzione effettuata.

Dopo che avete effettuato il numero di attivazioni prescritte (vedere libretto che vi abbiamo consegnato) non effettuate altre fino all'appuntamento programmato. Se qualche sera dimenticate di attivare l'apparecchio NON EFFETTUATE l'attivazione persa il giorno successivo; riprendete la normale procedura di 1 giro a sera avendo semplicemente cura di annotare sul libretto di non aver effettuato attivazione in quella data.

Durante l'apertura del palato si aprirà uno spazio tra i denti anteriori che si chiuderà da solo in seguito. E' il segnale che l'apparecchio sta funzionando.

## Possibili fastidi

E' normale avvertire durante l'attivazione un po' di tensione sui denti o sul naso che durerà solo pochi secondi. Potete somministrare Tachipirina (o comunque ciò che assume in caso di mal di testa) al piccolo paziente se la tensione dovesse diventare molto fastidiosa. Raccogliamo di non superare le dosi

indicate sulla confezione per il peso e l'età del paziente. Se il dolore dovesse essere estremo interrompete le attivazioni e con-



Espansore tipo "BiteBlock"

tattate lo Studio.

Per i primi giorni è possibile un aumento della salivazione, difficoltà di pronuncia e deglutizione; è normale e passerà in poco tempo (2-5 giorni). Si può osservare anche la comparsa di escoriazioni della mucosa. Usare un collutorio alla clorexidina (Plak-out) se persistono.

Con l'espansione del palato anche i denti superiori si allargano; il paziente avvertirà un cambiamento nel modo in cui combaciano i denti superiori con quelli inferiori: è normale.



Attivazione espansore con la speciale chiavetta